

## NOTA TÉCNICA Nº. 04/2012/LACEN/FSPH

### ORIENTAÇÃO PARA COLETA E ENVIO DA AMOSTRA PARA PESQUISA DO ANTÍGENO NS1 E IDENTIFICAÇÃO VIRAL (PCR) PARA DENGUE NO LACEN/SE

**EMENDA:** Revoga a Nota de N°02/2011 e mantém a Orientação para coleta e envio da amostra para Pesquisa do Antígeno NS1 e Identificação Viral (PCR) para Dengue no LACEN/SE

**Objetivo:** Orientar as unidades que enviam amostras para o diagnóstico da Dengue no LACEN/SE, informando os procedimentos a serem adotados para coleta e o envio de amostras para **Pesquisa do Antígeno NS1 e PCR para Dengue.**

#### 1. COLETA DAS AMOSTRAS

- Coletar as amostras (soro) até o 5º dia do início dos sintomas, preferencialmente até o 3º dia;
- Coletar a vácuo 02 tubos com gel (mínimo de 5 ml), respeitando as condições do paciente, a fim de que as amostras não sejam manipuladas;
- Esperar a retração do coágulo (aprox. 15') e centrifugar (2.500 RPM por 10 min) para separar o soro;
- Manter a amostra separada no tubo de origem. Não transferir o soro para outro tubo;
- A amostra deve ser enviada ao LACEN preferencialmente no mesmo dia e mantida na geladeira (2º a 8ºC) por até 6(seis) horas até o envio. Se não for possível, congelar a amostra imediatamente a - 20ºC(freezer) ou congelador da geladeira, por no máximo 24 horas até o envio;
- As amostras colhidas nos feriados e finais de semana, devem ser enviadas no primeiro dia útil para o LACEN, mantendo-as acondicionadas conforme instruções acima.

## 2. ENVIO DAS AMOSTRAS:

- Enviar as amostras o mais breve possível, de segunda à sexta-feira, com recebimento das 7:00 às 15:00 horas no LACEN;
- Colocar as amostras em caixa térmica com bastante gelo reciclável para Virologia de Dengue, a fim de garantir a viabilidade das mesmas;
- Não colocar papel entre o recipiente contendo as amostras e o gelo, pois isso impede que a amostra chegue em temperatura adequada (congelada);
- Encaminhar as amostras cadastradas no GAL com as requisições impressas contendo o número do SINAN (**obrigatório**) em um envelope, para serem entregues junto com amostras no LACEN;
- Todos os pacientes que colherem sangue para Virologia de Dengue, devem colher uma segunda amostra (soro) para a Sorologia, 10 a 14 dias após a primeira coleta e encaminhar para o LACEN.

Em caso de dúvidas, entrar em contato com o LACEN nos telefones: (79) 8854-4249/3234-6034 / 3234-6007.

Aracaju/SE, 16 de abril de 2012.



Kariny Souza Pinheiro

Coordenadora Técnica

FSPH/LACEN/SE

Aprovo a Nota Técnica 04/2012/LACEN/FSPH.

Aracaju/SE, 17 de abril de 2012.



Danuza Duarte da Costa

Superintendente

FSPH/LACEN/SE